



Absaug-Systeme

Suction Systems ▪ Systèmes d'aspiration

PRODUKTAKTALOG

PRODUCT CATALOG


CATALOGUE PRODUITS



Saugansätze

Suction Handles

Embouts d'aspiration



Saugansätze STANDARD

Suction Handles STANDARD

Embouts d'aspiration STANDARD

- abgewinkelt
- erhältlich mit und ohne stabilem Handgriff oder einteilig mit geblasenem Griffteil
- steril verpackt
- in Peelverpackung
- DEHP-frei
- latexfrei



- angled
- available with and without stable handle or as bubble handle
- sterile packaged
- peel-packed
- DEHP-free
- latexfree




- coudé
- disponible avec ou sans poignée fixe ou avec poignée monobloc soufflé
- emballage stérile
- exempt de DEHP
- exempt de latex



Saugansätze

Suction Handles

Embouts d'aspiration



	Außendurchmesser Rohr External diameter of tube Diamètre extérieur tube	Art.-Nr. Art. no. Art.-nº	VPE/VSE SPU/SSU UE/UC
Ohne Handgriff/ Without handle/ Sans poignée		10 mm 36013	60/180
Einteilig mit geblasenem Griffteil/ One-piece with bubble handle/ Avec poignée monobloc soufflé		6 mm (Spitze verjüngt auf 4 mm/ tapered to 4 mm at the tip/ effilé à la pointe à 4 mm) 36106	60/180
Einteilig mit geblasenem Griffteil (mit Fingertip)/ One-piece with bubble handle (with vacuum control)/ Avec poignée monobloc soufflé (avec contrôle du vide)		6 mm (Spitze verjüngt auf 4 mm/ tapered to 4 mm at the tip/ effilé à la pointe à 4 mm) 36116	60/180
Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée		6 mm (Spitze verjüngt auf 4 mm/ tapered to 4 mm at the tip/ effilé à la pointe à 4 mm) 36010	60/180
Mit Handgriff (Fingertip im Handgriff)/ With handle (with vacuum control)/ Avec poignée (avec contrôle du vide)		6 mm (Spitze verjüngt auf 4 mm/ tapered to 4 mm at the tip/ effilé à la pointe à 4 mm) 36091	60/180
		6 mm 36092	60/180
		8 mm 36078	60/180
Mit Handgriff und Körbchen, Ch. 18/ With handle and sum tip, Ch. 18/ Avec poignée et pointe de puisard, Ch. 18		6 mm 36090	60/180

VPE = kleinste Verpackungseinheit
VSE = kleinste Versandseinheit

SPU = smallest packaging unit
SSU = smallest shipping unit

UE = unité élémentaire d'emballage
UC = unité élémentaire de colis

Saugansätze ORTHOPÄDIC

Suction Handles ORTHOPÄDIC

Embouts d'aspiration ORTHOPÄDIC

- abgewinkelt
- mit abgeflachtem Saugstutzen
- erhältlich mit oder ohne stabilem Handgriff oder einteilig mit geblasenem Griffteil
- steril verpackt
- in Peelverpackung
- DEHP-frei
- latexfrei

- angled
- with flattened tip
- available with and without stable handle or as bubble handle
- sterile packaged
- peel-packaged
- DEHP-free
- latexfree

- coudé
- avec bout aplati
- disponible avec ou sans poignée fixe ou avec poignée monobloc soufflé
- emballage stérile
- exempt de DEHP
- exempt de latex

Außendurchmesser Rohr External diameter of tube Diâtre extérieur tube	Art.-Nr. Art. no. Art.-nº	VPE/VSE SPU/SSU UE/UC
Ohne Handgriff/ Without handle/ Sans poignée		
 10 mm	36009	60/180
Einteilig mit geblasenem Griffteil/ One-piece with bubble handle/ Avec poignée monobloc soufflé		
 6 mm	36104	60/180
 8 mm	36105	60/180
Einteilig mit geblasenem Griffteil (mit Fingertip)/ One-piece with bubble handle (with vacuum control)/ Avec poignée monobloc soufflé (avec contrôle du vide)		
 6 mm	36114	60/180
Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée		
 6 mm	36007	60/180
 8 mm	36008	60/180



Saugansätze YANKAUER**Suction Handles YANKAUER****Embouts d'aspiration YANKAUER**

- abgewinkelt
- mit seitlichen Augen
- erhältlich mit und ohne stabilem Handgriff oder einteilig mit geblasenem Griffteil
- steril verpackt
- in Peelverpackung
- DEHP-frei
- latexfrei

- angled
- with relieving eyes
- available with and without stable handle or as bubble handle
- sterile packaged
- peel-packaged
- DEHP-free
- latexfree

- coudé
- avec yeux latéraux
- disponible avec ou sans poignée fixe ou avec poignée monobloc soufflé
- emballage stérile
- exempt de DEHP
- exempt de latex

Außendurchmesser Rohr External diameter of tube Diamètre extérieur tube	Art.-Nr. Art. no. Art.-nº	VPE/VSE SPU/SSU UE/UC
Ohne Handgriff/ Without handle/ Sans poignée		
 10 mm (4 Augen/ 4 eyes/ 4 yeux)	36004	60/180
Einteilig mit geblasenem Griffteil/ One-piece with bubble handle/ Avec poignée monobloc soufflé		
 6 mm (Spitze verjüngt auf 4 mm, 2 Augen/ tapered to 4 mm at the tip, 2 eyes/ effilé à la pointe à 4 mm, 2 yeux)	36107	60/180
 6 mm (4 Augen/ 4 eyes/ 4 yeux)	36101	60/180
 8 mm (4 Augen/ 4 eyes/ 4 yeux)	36103	60/180
Einteilig mit geblasenem Griffteil (mit Fingertip)/ One-piece with bubble handle (with vacuum control)/ Avec poignée monobloc soufflé (avec contrôle du vide)		
 6 mm (4 Augen/ 4 eyes/ 4 yeux)	36111	60/180
 8 mm (4 Augen/ 4 eyes/ 4 yeux)	36113	60/180
Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée		
 6 mm (Spitze verjüngt auf 4 mm, 2 Augen/ tapered to 4 mm at the tip, 2 eyes/ effilé à la pointe à 4 mm, 2 yeux)	36001	60/180
 6 mm (4 Augen/ 4 eyes/ 4 yeux)	36002	60/180
 8 mm (4 Augen/ 4 eyes/ 4 yeux)	36003	60/180
Mit Handgriff (Fingertip im Handgriff)/ With handle (with vacuum control)/ Avec poignée (avec contrôle du vide)		
 6 mm (Spitze verjüngt auf 4 mm, 2 Augen/ tapered to 4 mm at the tip, 2 eyes/ effilé à la pointe à 4 mm, 2 yeux)	36081	60/180
 8 mm (4 Augen/ 4 eyes/ 4 yeux)	36083	60/180

Saugansätze Ileus Pool

Suction Handles Ileus Pool

Embouts d'aspiration Ileus Pool



- gerade oder anatomisch gebogen
- mit stabilem Handgriff
- steril verpackt
- in Peelverpackung
- latexfrei



- straight or anatomically curved
- with a stable handle
- sterile packaged
- peel-packaged
- latexfree



- linéaire ou courbure anatomique
- avec poignée fixe
- emballage stérile
- exempt de latex

Ø Rohr 6 mm, Ø Schlauch 11 mm (Schlauch aufgesteckt)
 Ø Inner tube 6 mm, Ø Outer tube 11 mm (Outer tube attached)
 Ø Tube 6 mm, Ø Flexible 11 mm (Flexible monté)

Art.-Nr.
Art. no.
Art.-n°

VPE/VSE
SPU/SSU
UE/UC


Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée



gerade/ straight/
linéaire

36006

60/180



gebogen/ curved/
courbure

36005

50/150



gerade
(mit 2 zusätzlichen
Bohrungen im
Schlauch)/
straight
(with 2 additional
openings)/
linéaire
(avec 2 ouvertures
supplémentaires)

36076

60/180



Absaugverbindungsschläuche

Suction connecting tubes

Flexibles de raccord d'aspiration



- erhältlich in verschiedenen Größen und Längen
(Sondermaße auf Anfrage)
- aus weichem, elastischen Material
- hohe Knickstabilität durch Außenripping
- steril verpackt
- Peelverpackung
- latexfrei

- available in different sizes (spezial sizes upon request)
- composed of soft, elastic material
- increased buckling resistance due to external ribs
- sterile packaged
- peel-packaged
- latexfree

- disponible en différentes dimensions (autres dimensions sur demande)
- ouple et élastique
- stabilité de flambage accrue grâce aux nervures extérieures
- emballage stérile
- exempt de latex

	∅ ∅ ∅	Länge Length Longueur	Art.-Nr. Art. no. Art.-n°	VPE/VSE SPU/SSU UE/UC
Glattes Ende - Trichter Smooth end - Funnel Lisse - Entonnoir	Ch.25	2 m	31101	50/50
	Ch.30	2 m 3 m 3,5 m	33101 33201 33301	50/50 30/30 30/30
Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir	Ch.25	2 m 2,1 m 2,6 m 3 m 3,5 m 4 m 5 m	31111 31115 31214 31211 31311 31323 31511	50/50 50/50 50/50 30/30 30/30 30/30 30/30
	Ch.30	2 m 3 m 3,5 m 4 m 5 m	33111 33211 33311 33511 33411	50/50 30/30 30/30 30/30 30/30
Trichter - Fingertip (FT) Funnel - Vacuum control Entonnoir - Contrôle du vide	Ch.25	1,8 m 2 m 2 m	31119 31113 31121	0/50 50/50 50/50
		1		
		2,1 m 3 m 3,5 m	31120 31213 31313	50/50 30/30 30/30
	Ch.30	2 m 3 m	33113 33213	50/50 30/30

1=(FT gesteckt/ attached/ branché) **2**=(FT geklebt/ glued/ collé)

Absaugverbindungsschlauch mit Fingertip
Suction connecting tube with vacuum control
Flexible de raccord d'aspiration avec contrôle du vide



Absaugverbindungsschlauch mit Gerätekonnektor und Fingertip
Suction connecting tube with device connector and vacuum control
Flexible de raccord d'aspiration avec pièce intermédiaire et
contrôle du vide



Absaugverbindungsschlauch mit Gerätekonnektor
Suction connecting tube with device connector
Flexible de raccord d'aspiration avec pièce intermédiaire




Absaugverbindungsschlauch mit Trichter
Suction connecting tube with funnel
Flexible de raccord d'aspiration avec entonnoir



Absaugverbindungsschlauch mit Stufenkegel
Suction connecting tube with universal connector
Flexible de raccord d'aspiration avec cône étagé



Absaugverbindungsschlauch mit Schlauchstück
Suction connecting tube with tube piece
Flexible de raccord d'aspiration avec tuyau



Absaugverbindungsschlauch mit Trichterende
Suction connecting tube with funnel end
Flexible de raccord d'aspiration avec extrémité en forme d'entonnoir




Absaugverbindungsschlauch mit glattem Ende
Smooth suction connecting tube
Flexible de raccord d'aspiration lisse



	∅ ∅ ∅	Länge Length Longueur	Art.-Nr. Art. no. Art.-n°	VPE/VSE SPU/SSU UE/UC
Trichter + Schlauchstück - Trichter Funnel + Tube piece - Funnel Entonnoir + Tuyau - Entonnoir	Ch.25	3 m	31314	50/50
Trichter - Schlauchstück Funnel - Tube piece Entonnoir - Tuyau	Ch.25	2 m 3 m 3,5 m	31112 31212 31312	50/50 30/30 30/30
Gerätekonnektor - Fingertip (FT) Device connector - Vacuum control Pièce intermédiaire - Contrôle du vide	Ch.25	2 m (FT gesteckt/ attached/ branché) 2 m	31123 33600	50/50 50/50
Gerätekonnektor – Gerätekonnektor + Fingertip (gesteckt) Device connector - Device connector + Vacuum control (attached) Pièce intermédiaire - Pièce intermédiaire + Contrôle du vide (branché)	Ch.25	2 m 3 m	31117 31118	50/50 30/30
Trichterende - Trichterende Funnel end - Funnel end Extrémité en forme d'entonnoir - Extrémité en forme d'entonnoir	Ch.25	2,7 m	31102	50/50

Mit Außenrippung
With external ribs
Avec nervures extérieures



Saugsets

Suction sets

Jeu d'aspiration



Saugsets STANDARD

Suction sets STANDARD

Jeu d'aspiration STANDARD

Saugsets Suction sets Jeu d'aspiration

 • bestehend aus Saugansatz und Absaugverbindungsschlauch in verschiedenen Kombinationen

- Saugansatz abgewinkelt
- steril verpackt
- Peelverpackung
- latexfrei

 • complete with suction handle and connecting tube in different combinations


- angled suction handle
- sterile packaged
- peel-packaged
- latexfree

 • complet avec embout d'aspiration et tuyau de raccordement en plusieurs possibilités de combinaison

- embout d'aspiration coudé
- emballage stérile
- exempt de latex

Saugansatz Suction Handle Embout d'aspiration

Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée
6 mm
(Spitze verjüngt auf 4 mm/ tapered to 4 mm at the tip/ effilé à la pointe à 4 mm)



Absaugverbindungsschlauch Suction connecting tube Flexible de raccord d'aspiration

Ch.25, 2 m
Trichter - Trichter
Funnel - Funnel
Entonnoir - Entonnoir



Art.-Nr.
Art. no.
Art.-n°

VPE/VSE
SPU/SSU
UE/UC

34110

50/50

(Saugset Rektoskopie/ Suction set rectoscopy/ Jeu d'aspiration du rectoscopie)

Ohne Handgriff/ Without handle/ Sans poignée
6 mm




Ch.25, 2 m
Trichter - Saugansatz direkt eingeklebt
Funnel - firmly attached suction handle
Entonnoir - Embout d'aspiration fermement fixé

34100

50/50

Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée
6 mm
(Spitze verjüngt auf 4 mm/ tapered to 4 mm at the tip/ effilé à la pointe à 4 mm)



Ch.25, 3,5 m
Trichter - Trichter
Funnel - Funnel
Entonnoir - Entonnoir

34310

30/30

Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée
8 mm



Ch.30, 3 m
Trichter - Trichter
Funnel - Funnel
Entonnoir - Entonnoir

35212

30/30

Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée
8 mm




Ch.30, 3,5 m
Trichter - Trichter
Funnel - Funnel
Entonnoir - Entonnoir

35312

30/30

Absaugverbindungsschlauch Suction connecting tube Flexible de raccord d'aspiration

Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée
8 mm



Saugsets ORTHOPÄDIC

Suction sets ORTHOPÄDIC

Jeu d'aspiration ORTHOPÄDIC

- bestehend aus Saugansatz und Absaugverbindungsschlauch in verschiedenen Kombinationen
- Saugansatz abgewinkelt und mit abgeflachtem Saugstutzen
- steril verpackt
- Peelverpackung
- latexfrei

- complete with suction handle and connecting tube in different combinations
- angled suction handle with flattened tip
- sterile packaged
- peel-packaged
- latexfree

- complet avec embout d'aspiration et tuyau de raccordement en plusieurs possibilités de combinaison
- embout d'aspiration coudé avec bout aplati
- emballage stérile
- exempt de latex

Saugansatz Suction Handle Embout d'aspiration	Absaugverbindungsschlauch Suction connecting tube Flexible de raccord d'aspiration	Art.-Nr. Art. no. Art.-n°	VPE/VSE SPU/SSU UE/UC
Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée 6 mm	Ch.25, 2 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir	34107	50/50
Ohne Handgriff/ Without handle/ Sans poignée 10 mm	Ch.30, 2 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir	35109	30/30
Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée 8 mm	Ch.30, 2 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir	35108	30/30
Ohne Handgriff/ Without handle/ Sans poignée 8 mm	Ch.30, 2 m Gerätekonnektor - Gerätekonnektor Device connector - Device connector Pièce intermédiaire - Pièce intermédiaire	35121	30/30
Stabiler Handgriff mit Fingertip Stable handle with vacuum control Poignée fixe avec contrôle du vide			

Saugsets ILEUS POOL

Suction sets ILEUS POOL

Jeu d'aspiration ILEUS POOL



- bestehend aus Saugansatz und Absaugverbindungsschlauch
- Saugansatz mit Handgriff, gerade oder anatomisch gebogen
- steril verpackt
- Peelverpackung
- latexfrei

- complete with suction handle and connecting tube
- suction handle with stable handle, straight or anatomically curved
- sterile packaged
- peel-packaged
- latexfree


- complet avec embout d'aspiration et tuyau de raccordement
- embout d'aspiration avec poignée fixe, linéaire ou courbure anatomique
- emballage stérile
- exempt de latex

Saugansatz Suction Handle Embout d'aspiration	Absaugverbindungsschlauch Suction connecting tube Flexible de raccord d'aspiration	Art.-Nr. Art. no. Art.-n°	VPE/VSE SPU/SSU UE/UC
Gebogen, mit Handgriff/ Curved, with handle/ Corboure, avec poignée	Ch.30, 2 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir	35105	30/30
Gerade, mit Handgriff Straight, with handle Linéaire, avec poignée	Ch.30, 2 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir	35106	30/30
Gebogen, mit Handgriff/ Curved, with handle/ Corboure, avec poignée	Ch.30, 3 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir	35205	30/30

Saugsets YANKAUER

Suction sets YANKAUER

Jeu d'aspiration YANKAUER



- bestehend aus Saugansatz und Absaugverbindungsschlauch in verschiedenen Kombinationen


- Saugansatz abgewinkelt und mit seitlichen Augen
- steril verpackt
- Peelverpackung
- latexfrei




- complete with suction handle and connecting tube in different combinations
- angled suction handle with relieving eyes
- sterile packaged
- peel-packaged
- latexfree





- complet avec embout d'aspiration et tuyau de raccordement en plusieurs possibilités de combinaison
- embout d'aspiration coudé avec yeux latéraux
- emballage stérile
- exempt de latex

Saugansatz Suction Handle Embout d'aspiration	Absaugverbindungsschlauch Suction connecting tube Flexible de raccord d'aspiration	Art.-Nr. Art. no. Art.-n°	VPE/VSE SPU/SSU UE/UC
<p>• bestehend aus Saugansatz und Absaugverbindungsschlauch in verschiedenen Kombinationen</p> <p>• Saugansatz abgewinkelt und mit seitlichen Augen</p> <p>• steril verpackt</p> <p>• Peelverpackung</p> <p>• latexfrei</p>	<p>Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée 6 mm (Spitze verjüngt auf 4 mm/ tapered to 4 mm at the tip/ effilé à la pointe à 4 mm)</p> 	<p>Ch.25, 2 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir</p> 	34101 50/50
<p>• complete with suction handle and connecting tube in different combinations</p> <p>• angled suction handle with relieving eyes</p> <p>• sterile packaged</p> <p>• peel-packaged</p> <p>• latexfree</p>	<p>Einteilig mit geblasenem Griffteil/ One-piece with bubble handle/ Avec poignée monobloc soufflé 6 mm (Spitze verjüngt auf 4 mm/ tapered to 4 mm at the tip/ effilé à la pointe à 4 mm)</p> 	<p>Ch.25, 2 m Gerätekonnektor - Gerätekonnektor Device connector - Device connector Pièce intermédiaire - Pièce intermédiaire</p> 	34114 50/50
<p>• complet avec embout d'aspiration et tuyau de raccordement en plusieurs possibilités de combinaison</p> <p>• embout d'aspiration coudé avec yeux latéraux</p> <p>• emballage stérile</p> <p>• exempt de latex</p>	<p>Einteilig mit geblasenem Griffteil/ One-piece with bubble handle/ Avec poignée monobloc soufflé 6 mm</p> 	<p>Ch.25, 2 m Gerätekonnektor - Gerätekonnektor Device connector - Device connector Pièce intermédiaire - Pièce intermédiaire</p> 	34115 50/50
<p>• bestehend aus Saugansatz und Absaugverbindungsschlauch in verschiedenen Kombinationen</p> <p>• Saugansatz abgewinkelt und mit seitlichen Augen</p> <p>• steril verpackt</p> <p>• Peelverpackung</p> <p>• latexfrei</p>	<p>Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée 6 mm (Spitze verjüngt auf 4 mm/ tapered to 4 mm at the tip/ effilé à la pointe à 4 mm)</p> 	<p>Ch.25, 3 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir</p> 	34201 30/30
<p>• complete with suction handle and connecting tube in different combinations</p> <p>• angled suction handle with relieving eyes</p> <p>• sterile packaged</p> <p>• peel-packaged</p> <p>• latexfree</p>	<p>Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée 6 mm</p> 	<p>Ch.25, 3 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir</p> 	34202 30/30
<p>• complet avec embout d'aspiration et tuyau de raccordement en plusieurs possibilités de combinaison</p> <p>• embout d'aspiration coudé avec yeux latéraux</p> <p>• emballage stérile</p> <p>• exempt de latex</p>	<p>Mit Handgriff (Fingertip im Handgriff)/ With handle (with vacuum control)/ Avec poignée (avec contrôle du vide) 6 mm (Spitze verjüngt auf 4 mm/ tapered to 4 mm at the tip/ effilé à la pointe à 4 mm)</p> 	<p>Ch.25, 3 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir</p> 	34203 30/30

Saugsets Suction sets Jeu d'aspiration

	Saugansatz Suction Handle Embout d'aspiration	Absaugverbindungsschlauch Suction connecting tube Flexible de raccord d'aspiration	Art.-Nr. Art. no. Art.-n°	VPE/VSE SPU/SSU UE/UC
			34203	30/30
	Mit Handgriff (Fingertip im Handgriff)/ With handle (with vacuum control)/ Avec poignée (avec contrôle du vide) 6 mm	Ch.25, 3 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir	34204	30/30
			34301	30/30
	Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée 6 mm (Spitze verjüngt auf 4 mm/ tapered to 4 mm at the tip/ effilé à la pointe à 4 mm)	Ch.25, 3,5 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir	34302	30/30
			35104	30/30
	Ohne Handgriff/ Without handle/ Sans poignée 10 mm	Ch.30, 2 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir		
				
	Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée 8 mm	Ch.30, 2 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir		
				

Saugansatz Suction Handle Embout d'aspiration	Absaugverbindungsschlauch Suction connecting tube Flexible de raccord d'aspiration	Art.-Nr. Art. no. Art.-n°	VPE/VSE SPU/SSU UE/UC
 <p>Einteilig mit geblasenem Griffteil/ One-piece with bubble handle/ Avec poignée monobloc soufflé 8 mm</p>	 <p>Ch.30, 2 m Gerätekonnektor - Gerätekonnektor Device connector - Device connector Pièce intermédiaire - Pièce intermédiaire</p>	35103	30/30
 <p>Einteilig mit geblasenem Griffteil/ One-piece with bubble handle/ Avec poignée monobloc soufflé 6 mm</p>	 <p>Ch.30, 2 m Gerätekonnektor - Gerätekonnektor Device connector - Device connector Pièce intermédiaire - Pièce intermédiaire</p>	35127	30/30
 <p>Ohne Handgriff/ Without handle/ Sans poignée 10 mm</p>	 <p>Ch.30, 3 m Trichterende / Trichterende Funnel end - Funnel end Extrémité en forme d'entonnoir - Extrémité en forme d'entonnoir</p>	35415	30/30
	 <p>Ch.30, 3 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir</p>	35204	30/30
			

	Saugansatz Suction Handle Embout d'aspiration	Absaugverbindungsschlauch Suction connecting tube Flexible de raccord d'aspiration	Art.-Nr. Art. no. Art.-n°	VPE/VSE SPU/SSU UE/UC
	Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée 8 mm	Ch.30, 3 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir	35203	30/30
				
	Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée 8 mm	Ch. 30, 3,5 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir	35303	30/30
				
Alle Artikel sind auch als unsterile Bulkware lieferbar. All articles can also be supplied as unsterile bulk material. Tous les articles sont aussi livrables en modèle non stérile.				
				

Hersteller/ Manufacturer/ Fabricant

Primed® HALBERSTADT
MEDIZINTECHNIK GMBH
STRASSE DES 20. JULI 1
D-38820 HALBERSTADT
TEL.: 0049-(0)3941-668-6
FAX: 0049-(0)3941-245-65
primed@primed-halberstadt.de
www.primed-halberstadt.de

Vertrieb

MAT90059