

Irrigationssysteme

PRODUKTKATALOG



primed[®]



Irrigationssysteme	3
Irrigationssysteme geschlossen.....	4
Irrigationssysteme offen.....	8
Zubehör	9

Irrigationssysteme werden aus diagnostischen und therapeutischen Gründen verwendet. Sie finden bei der Darmentleerung vor Untersuchungen und Operationen und der Dejektion von beatmeten oder komatösen Patienten Anwendung, dienen aber auch dem Ableiten von Gasen und der Behandlung von Darmfunktionsstörungen sowie zur Einführung von Kontrastmitteln und Medikamenten.



Bei geschlossenen Irrigationssysteme ist die Kontaminationsgefahr minimiert, da der Anwender bzw. das behandelnde Personal nicht mit dem Darminhalt in Kontakt kommt. Diese Einmalsysteme sind einfach und hygienisch in der Handhabung und erhöhen die Versorgungseffizienz im Klinikalltag.

IRRIGATIONSSYSTEME (STERIL)



VPE/VSE

ART.NR.

10/20

20690

PRI-COLOBAG

Irrigationssystem mit Ballondarmrohr und Trichteranschluß

- Irrigationsbeutel 2000 ml
- 180 cm langer Überleitschlauch mit Schlauchklemme und Y-Stück
- über das Y-Stück sind einerseits ein weiterer Schlauch mit Trichteranschluß und Schlauchklemme (30 cm lang) sowie andererseits ein Ballondarmrohr mit einem 15 cm langem Schlauchstück verbunden
- 134 mm langes Ballondarmrohr mit Silikonballon und Olive (Ø 16 mm)
- inklusive Luer-Lock Spritze
- steril verpackt
- ★ geeignet für Schwenkeinlauf, Reinigungseinlauf, Kontrastmitteleinlauf



VPE/VSE

ART.NR.

10/20

20691

PRI-COLOBAG

Irrigationssystem mit Ballondarmrohr

- 2000 ml Irrigationsbeutel
- 180 cm langer Überleitschlauch mit Schlauchklemme
- 134 mm langes Ballondarmrohr mit Silikonballon und Olive (Ø 16 mm)
- inklusive Luer-Lock Spritze
- steril verpackt
- ★ geeignet für Schwenkeinlauf, Reinigungseinlauf, Kontrastmitteleinlauf

VPE/ VSE = VERPACKUNGSEINHEIT/ VERSANDEINHEIT

IRRIGATIONSSYSTEME (STERIL)



VPE/VSE

ART.NR.

10/20

20699

PRI-COLOBAG **Irrigationssystem mit Ballon-** **darmrohr**

- 2000 ml Irrigationsbeutel
- 180 cm langer Überleitschlauch mit Schlauchklemme
- 134 mm langes Ballondarmrohr mit Silikonballon und Olive (Ø 16 mm)
- Darmrohr ist mit einem Rückschlagventil im Luer-Lock-Anschluss des Belüftungsschlauches ausgestattet
- inklusive Luer-Lock Spritze
- steril verpackt

★ geeignet für Schwenkeinlauf, Reinigungseinlauf, Kontrastmitteleinlauf



VPE/VSE

ART.NR.

10/20

20686

PRI-COLOBAG **Irrigationssystem mit Ballon-** **darmrohr**

- 2000 ml Irrigationsbeutel
- 180 cm langer Überleitschlauch mit Schlauchklemme
- 134 mm langes Ballondarmrohr mit Silikonballon und Olive (Ø 16 mm)
- steril verpackt

★ geeignet für Schwenkeinlauf, Reinigungseinlauf, Kontrastmitteleinlauf

VPE/ VSE = VERPACKUNGSEINHEIT/ VERSANDEINHEIT

IRRIGATIONSSYSTEME (STERIL)



**PRI-COLOBAG
Irrigationssystem mit Ballon-
darmrohr**

- 2000 ml Irrigationsbeutel
- 180 cm langer Überleitschlauch mit Schlauchklemme
- 134 mm langes Ballondarmrohr mit Silikonballon und Olive (Ø 16 mm) (liegt separat bei)
- inklusive Luer-Lock Spritze
- steril verpackt

★ geeignet für Schwenkeinlauf, Reinigungseinlauf, Kontrasmittelinlauf

VPE/VSE

ART.NR.

10/20

21031



**PRI-COLOBAG
Irrigationssystem mit Ballon-
darmrohr und 2 Beuteln**

- 2 x Irrigationsbeutel 2500 ml
- 2 x 150 cm langer Überleitschlauch mit Schlauchklemme
- Überleitschläuche über Y-Konnektor verbunden
- 155 mm langes Ballondarmrohr mit Silikonballon und Olive (Ø 16 mm)
- steril verpackt

★ geeignet für rektale Darmspülungen

VPE/VSE

ART.NR.

10/10

21567

VPE/ VSE = VERPACKUNGSEINHEIT/ VERSANDEINHEIT

IRRIGATIONSSYSTEME (UNSTERIL)



Irrigationssystem mit Darmrohr

- Irrigationsbeutel 2000 ml mit Drehverschluss
- 150 cm langer Überleitschlauch mit Schlauchklemme
- 120 mm langes Darmrohr mit Olive (Ø 16 mm)
- DEHP-frei
- unsteril verpackt

★ geeignet für Schwenkeinlauf, Reinigungseinlauf, Kontrastmittelinlauf

VPE/VSE

ART.NR.

10/80

21542

VPE/ VSE = VERPACKUNGSEINHEIT/ VERSANDEINHEIT

IRRIGATIONSSYSTEME (UNSTERIL)



Irrigator-Set

- geeignet für die Darmentleerung bei Verstopfung und für Vaginalspülungen
- 1 Liter Irrigatorbecher (graduiert) mit Öse zur Aufhängung
- 125 cm langer Irrigatorschlauch mit Wulst für eine leichte Konnektion/ Diskonnektion
- 3teilige Irrigatorgarnitur bestehend aus Mutterrohr, Klistierrohr und Hahn
- unsteril verpackt

VPE/VSE

ART.NR.

25/25

21566



A

B

C

Irrigator-Set Einzelbestandteile

A: Irrigatorbecher

- 1 Liter Inhalt
- graduiert
- mit Öse zur Aufhängung

B: Irrigatorschlauch

C: Irrigatorgarnitur

- Mutterrohr (für Vaginalspülungen)
- Klistierrohr
- Hahn

VPE/VSE

ART.NR.

25/25

21565 (A)

200/200

50045 (B)

100/100

70280 (C)

VPE/ VSE = VERPACKUNGSEINHEIT/ VERSANDEINHEIT

ZUBEHÖR

**Pri-Colobag Irrigationsbeutel**

- 2000 ml Beutel mit Verschlusskappe
- fest verbundener Schlauch mit Schiebeklemme (Länge = 180 cm) und Stufenkonnektor
- Stufenkonnektor ermöglicht Anschluss eines Darmrohres
- inklusive Schutzkappe
- steril verpackt

VPE/VSE

ART.NR.

10/20

20692

VPE/ VSE = VERPACKUNGSEINHEIT/ VERSANDEINHEIT

HERSTELLER

Primed[®] HALBERSTADT
MEDIZINTECHNIK GMBH
STRASSE DES 20. JULI 1
D-38820 HALBERSTADT
TEL.: 0049-(0)3941-668-6
FAX: 0049-(0)3941-24565
PRIMED@PRIMED-HALBERSTADT.DE

VERTRIEB

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

REVISIONSSTATUS: JULI 2015

Primed[®] ENTWICKELT UND FERTIGT ALLE PRODUKTE IN EIGENREGIE,- IN EINEM ZERTIFIZIERTEN ENTWICKLUNGSPROZESS NACH DIN EN 13485.