

Pflege ■ Care ■ Soins

PRODUKTKATALOG

PRODUCT CATALOG
CATALOGUE PRODUITS



primed[®]



Primed[®] Medizintechnik GmbH ist ein erfahrener Hersteller von Medizinprodukten.

Seit vielen Jahren beliefern wir unsere Kunden mit hochwertigen Qualitätsprodukten „MADE IN GERMANY“.

Primed[®] entwickelt und fertigt alle Produkte in Eigenregie,- in einem zertifizierten Entwicklungsprozess nach DIN EN 13485.

Angefangen mit einer Produktidee entstehen in unserem Haus nach Materialtests, dem Bau von Werkzeugen und der Produktzulassung innovative Medizinprodukte aus einer Hand. Unsere Fertigungstiefe erstreckt sich auf den gesamten Herstellungsprozess (Spritzguss/ Extrusion/Montage) und beinhaltet auch die Sterilisierung der Produkte in unserer eigenen ETO-Sterilisationsanlage.

So können wir äußerst flexibel auf Marktanforderungen reagieren und eine kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Produkte gewährleisten.



Primed[®] Medizintechnik GmbH is a highly experienced manufacturer of medical devices. For many years we have been supplying our customers with high quality products “MADE IN GERMANY”.

Primed[®] both develops and manufactures all products in-house, in a certified development process according to DIN EN 13485.

Starting from the product idea, through material tests, tool construction and product release, we produce innovative medical devices from one single source. Our production covers the entire manufacturing process (injection moulding/extrusion/assembly), up to sterilization in our own EO sterilization facility.

These conditions enable us to react extremely flexible to market requirements and to ensure the continuous development of our products.



Primed[®] Medizintechnik GmbH est un fabricant expérimenté de produits médicaux.

Depuis de nombreuses années, nous approvisionnons nos clients avec des produits de haute qualité „MADE IN GERMANY“.

Primed[®] développe et fabrique tous les produits en énergie autarcique dans un processus de développement certifié DIN EN 13485.

En partant d'une idée de produit, des produits médicaux innovants naissent dans notre entreprise après avoir subis des tests sophistiqués sur les matériaux, la construction des outils et l'homologation – des produits d'un seul fournisseur. Notre fabrication hautement soignée s'étend sur tout le processus de production (moulage par injection/extrusion/montage) et inclut également la stérilisation des produits dans notre propre installation de stérilisation ETO.

Tout ceci nous permet d'agir de manière extrêmement flexible par rapport aux exigences du marché et de garantir un développement continu et une optimisation de nos produits.

Urinflaschen/ Urinals /Urinaux.....	4
Urinflaschen/ Urinals /Urinaux.....	4
Urinflaschensets & Halter/ Urinal set & holder/ Set d'urinal & support	6
Urinflaschenhalter & -bürste/ Urinal holder & brush/ Support d'urinal & goupillon	7
Medizinbecher/ Medical beaker/ Récipient médical	8
Medikamentendispenser/ Medicine dispensers/ Dispensaires médicamenteux	9

URINFLASCHEN

URINALS
URINAUX

Urinflaschen für Männer und Frauen werden in verschiedenen Materialien sowie mit passendem Zubehör angeboten.

Urinals for men and women are available in different materials and with additional accessories.

Urinaux pour hommes et femmes sont disponibles en différents matériaux et avec des accessoires supplémentaires.

für Frauen/ for women/ pour femmes



- 1000 ml, graduiert
- milchig (aus PE)
- mit Deckel aus PE
- hitzebeständig bis 90°C

- 1000 ml, graduated
- milky white (made of PE)
- with attached cap made of PE
- heat-resistant up to 90°C

- 1000 ml, gradué
- blanc laiteux (fabriquée en PE)
- avec bouchon accroché (composé de PE)
- résistant à la chaleur jusqu'à 90°C

VPE/VSE ▪ PU/SU ▪ UE/UC


Art. Nr. ▪ Art.no. ▪ Art.n°

25/25

20750

PE = Polyethylen, polyethylene, polyéthylène

für Männer/ for men/ pour hommes



VPE/VSE ▪ PU/SU ▪ UE/UC

Art. Nr. ▪ Art.no. ▪ Art.n°

25/25

20732

- 1000 ml, graduiert
- glasklar (aus PC)
- mit Deckel aus PP
- autoklavierbar bis 130°C

- 1000 ml, graduated
- transparent (made of PC)
- with attached cap made of PP
- allows autoclaving up to 130°C

- 1000 ml, gradué
- transparent (fabriquée en PC)
- avec bouchon accroché (composé de PP)
- stérilisation en autoclave jusqu'à 130°C



VPE/VSE ▪ PU/SU ▪ UE/UC

Art. Nr. ▪ Art.no. ▪ Art.n°

25/25

20733

- 1000 ml, graduiert
- transparent (aus PVC)
- mit Deckel aus PE
- desinfizierbar, hitzebeständig bis 90°C

- 1000 ml, graduated
- transparent (made of PVC)
- with attached cap made of PE
- can be disinfected, heat-resistant up to 90°C

- 1000 ml, gradué
- transparent (fabriquée en PVC)
- avec bouchon accroché (composé de PE)
- désinfectable et résistant à la chaleur jusqu'à 90°C



VPE/VSE ▪ PU/SU ▪ UE/UC

Art. Nr. ▪ Art.no. ▪ Art.n°

25/25

20741

- 1000 ml, graduiert
- milchig (aus PP)
- mit Deckel aus PP
- autoklavierbar bis 130°C

- 1000 ml, graduated
- milky white (made of PP)
- with attached cap made of PP
- allows autoclaving up to 130°C

- 1000 ml, gradué
- blanc laiteux (fabriquée en PP)
- avec bouchon accroché (composé de PP)
- stérilisation en autoclave jusqu'à 130°C

PC = Polycarbonat, polycarbonat, polycarbonat
 PP = Polypropylen, polypropylene, polypropylène
 PE = Polyethylen, polyethylene, polyéthylène
 PVC = Polyvinylchlorid, polyvinyl chloride, chlorure de polyvinyle

URINFLASCHEN-SET & HALTER

URINAL SET & HOLDER

SET D'URINAL & SUPPORT

Set & Halter/ set & holder/ set & support



VPE/ VSE ▪ PU/SU ▪ UE/UC

Art. Nr. ▪ Art. no. ▪ Art. n°

1/10

20760

Urinflaschen-Set

bestehend aus:

- Urinflasche aus PP (Art.nr. 20741)
- Urinflaschenhalter mit zusätzlicher Kappe (Art.nr. 70395)
- Urinflaschenbürste (35cm lang, Art.nr. 70397)

Urinal set

including:

- Urinal made of PP (Art.no. 20741)
- Urinal holder with additional cap (Art.no. 70395)
- Urinal brush (35cm long, Art.no. 70397)

Set d'urinal

composé de:

- Urinal fabriquée en PP (Art.n°. 20741)
- Support d'urinal avec bouchon suspendu à une chaîne (Art.n°. 70395)
- Goupillon (35cm de long, Art.n°. 70397)



VPE/ VSE ▪ PU/SU ▪ UE/UC

Art. Nr. ▪ Art. no. ▪ Art. n°

20/20

70395

Halter für Urinflasche

- Passend für alle eckigen Urinflaschen
- Zum Anhängen an das Krankenbett
- Mit weißem Kunststoff beschichtet
- Inklusive Verschlusskappe an Kette

Urinal holder

- Suitable for all plastic and glass urinals
- To be suspended on the patients bed
- Coated with white synthetic
- Including closing cap attached to chain

Support d'urinal

- Convient à tous les urinaux angulaires en plastique et en verre
- A suspendre au lit d'hôpital
- Recouvert de plastique blanc
- Avec bouchon suspendu à une chaîne

PP = Polypropylen, polypropylene, polypropylène

URINFLASCHENHALTER & -BÜRSTE

URINAL HOLDER & BRUSH

SET D'URINAL & GOUPILLON

Halter & Bürste / holder & brush/ support & Goupillon



Halter für Urinflasche

- Passend für alle eckigen Urinflaschen
- Zum Anhängen an das Krankenhausbett
- Mit weißem Kunststoff beschichtet

Urinal holder

- Suitable for all plastic and glass urinals
- To be suspended on the patients bed
- Coated with white synthetic

Support d'urinal

- Convient à tous les urinaux angulaires en plastique et en verre
- A suspendre au lit d'hôpital
- Recouvert de plastique blanc

VPE/VSE ▪ PU/SU ▪ UE/UC

Art. Nr. ▪ Art. no. ▪ Art. n°

20/20

70392



Urinflaschenbürste

- Zum problemlosen Reinigen aller handelsüblichen Urinflaschen
- 35 cm lang
- Mit biegbarem Bürstenkopf
- Mit rotem Handgriff

Urinal brush

- For easy cleaning of all standard urinals
- 35 cm long
- With flexible brush head
- With red handle

Goupillon

- Pour un nettoyage facile de les urinaux usuelles
- 35 cm de long
- Avec une tête de brosse flexible
- Avec poignée rouge

VPE/VSE ▪ PU/SU ▪ UE/UC

Art. Nr. ▪ Art. no. ▪ Art. n°

1/50

70397

Medizinbecher/ Medicine beaker/ Réipient médical



Medizinbecher

- Inhalt 30 ml
- graduert
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Gefertigt aus PP
- Zum Einmalgebrauch

Medicine beaker

- Content 30 ml
- Graduated
- Available in different colours
- Made of PP
- For disposable use

Réipient médical

- Contenance de 30 ml
- Gradué
- Couleurs différents
- Composé de PP
- Utilisation unique

	VPE/ VSE PU/SU ▪ UE/UC	Art. Nr. Art. no. ▪ Art. n°
Medizinbecher, transparent Medicine beaker, transparent Réipient médical, transparent	75/ 3750	70260
Medizinbecher, rot-transparent Medicine beaker, red transparent Réipient médical, rouge transparent	75/ 3750	70261
Medizinbecher, gelb-transparent Medicine beaker, yellow transparent Réipient médical, jaune transparent	75/ 3750	70262
Medizinbecher, blau-transparent Medicine beaker, blue transparent Réipient médical, bleu transparent	75/ 3750	70263
Medizinbecher, grün-transparent Medicine beaker, green transparent Réipient médical, vert transparent	75/ 3750	70264

PP = Polypropylen, polypropylene, polypropylène

Dispenser/ Dispensers/ Dispensaires



Medikamentendispenser

- Mit transparentem Schiebedeckel
- Abmaße: 22,3 x 5,9 cm
- 4 Fächer (je 4,3 x 2,6 x 1,4 cm)
- Einfache Handhabung
- Sichert saubere Medikamentenaufbewahrung
- Beschriftung in Deutsch & Englisch

Medicine dispenser

- With transparent sliding lid
- Dimensions: 22,3 x 5,9 cm
- 4 compartments (each measuring 4,3 x 2,6 x 1,4 cm)
- Easy handling
- Guarantees proper storage of medicaments
- Labelling in German and in English

Dispensaire à médicaments

- Avec couvercle coulissant (transparent)
- Dimensions: 22,3 x 5,9 cm
- 4 compartiments (chaque 4,3 x 2,6 x 1,4 cm)
- Permet une manipulation simple
- Assure une conservation propre des médicaments
- Inscription en Allemand et Anglais

VPE/ VSE ▪ PU/SU ▪ UE/UC

Art. Nr. ▪ Art. no. ▪ Art. n°

250/250

20016



Medikamentendispenser groß

- Mit transparentem Schiebedeckel
- Abmaße: 22,8 x 8,2 cm
- 4 Fächer (je 4,9 x 6,0 x 1,8 cm)
- Einfache Handhabung
- Sichert saubere Medikamentenaufbewahrung
- Beschriftung in Deutsch & Englisch

Medicine dispenser large

- With transparent sliding lid
- Dimensions: 22,8 x 8,2 cm
- 4 compartments (each measuring 4,9 x 6,0 x 1,8 cm)
- Easy handling
- Guarantees proper storage of medicaments
- Labelling in German and in English

Dispensaire à médicaments grande

- Avec couvercle coulissant (transparent)
- Permet une manipulation simple
- Assure une conservation propre des médicaments
- Inscription en Allemand et Anglais
- Dimensions: 22,8 x 8,2 cm
- 4 compartiments (chaque 4,9 x 6,0 x 1,8 cm)

VPE/ VSE ▪ PU/SU ▪ UE/UC

Art. Nr. ▪ Art. no. ▪ Art. n°

80/80

10986

Erläuterungen

VPE/ VSE	Verpackungseinheit/ Versandeinheit
PU/SU	Packaging unit(Shipping unit
UE/ UC	Unité d'emballage/ Unité de colis

Art.Nr.	Artikelnummer
Art.no.	Article number
Art.n°	Numéro d'article

HERSTELLER

Primed® HALBERSTADT
 MEDIZINTECHNIK GMBH
 STRASSE DES 20. JULI 1
 D-38820 HALBERSTADT
 TEL.: 0049-(0)3941-668-6
 FAX: 0049-(0)3941-24565
 PRIMED@PRIMED-HALBERSTADT.DE

Vertrieb

Technische Änderungen vorbehalten! All rights to technical modifications reserved!
 Sous réserve de modification techniques!

Revisionsstatus: 02/2020-01-15